

iSeeding は繁殖技術者の方々を誠意、熱意、創意で応援します！

《iSeeding のオリジナル製品 & 取扱いサービス》

■ 牛胚凍結保存用・移植用 0.25ml プラスチックストロー

下記ストロー2製品：個包装1本、3本、5本、電子線滅菌済み

- iStraw®（世界で唯一の自動植氷機能内蔵:6動薬第2781号）
 - 手動植氷操作から技術者を解放します
 - 凍結処理にかかる人手不足 & ヒューマンエラーを解消します
 - 手動植氷の正確性、精度等を測る物差しになります
- エムビジブルストロー®（6動薬第2780号）
 - 移植前の胚の評価がストロー越しに正確にできます



高い透明度

Professor Lamia Briand and extending
ive chapters in the IETS Manual, and
technology in the production of IVF


■ 衛生的な人工授精、受精卵移植、採胚をアシストするデバイス（受胎率向上を後押しします）

- 志村式Birthガイド 6動薬第3876号

（高圧蒸気滅菌可、スリットなし、テフロンコーティングアルミ管製）



採卵
移植



- YAM牛用スリットガイド

（山形県畜産研究所考案、FHK製）もお取り扱いいたします

- 株式会社機能性ペプチド研究所 製造の培地販売 & オリジナル培地製造受託サービス



（機能性ペプチド研究所の正規販売代理店）

ストローの選択はとても大切です！

外国産に品質で劣らない **Made in Japan** の
受精卵凍結保存用0.25 ml ストローがあるの、
ご存知ですか？

見過ごされがちですが・・・

ストローは、受精卵が一番長い時間
触れている容器です！



多少単価は高くても・・・

- ☺ 滅菌バリデーションを経た電子線量決定による電子線滅菌済
- ☺ ストロー内の受精卵を短時間で確認でき作業効率向上
- ☺ ストロー越しに受精卵の品質評価が可能
- ☺ 最長3年間の包材シール強度保持
- ☺ 夾雑物なし・溶出物試験クリアー
- ☺ 安定した供給・徹底した品質管理
- ☺ ユーザーの需要に応じた柔軟な対応
- ☺ メーカー直販による迅速な対応
- ☺ **世界で唯一の手動植氷が不要のストローを開発**



Seed to the Future
未来への種蒔き

製造販売：有限会社 iSeeding (代表取締役 小島 敏之)
〒300-1217 茨城県牛久市さくら台二丁目1番18号
Tel : 090-9546-1961, Mail :
k1887523@kadai.jp
製造：津山グンゼ株式会社、グンゼ株式会社
販売協力会社：明治飼糧(株)、(株)AnimoScience
動物医療機器製造業登録 6動製造療第30312号
第三種動物医療機器製造販売業許可 6動製販療Ⅲ第30310号